



Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Ospedale Didattico Veterinario

PROCEDURA N° 20

Allegato 3 – Procedure di sicurezza per la protezione dalle ferite da taglio e da punta



UFFICI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Lungarno Pacinotti, 44
56100 Pisa
Tel. 050/2212140
Fax 050/2212663
E-mail sp@adm.unipi.it

PROCEDURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA

PREMESSA

Sono presentate di seguito, ai sensi del titolo X-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i., le procedure per un utilizzo in sicurezza dei dispositivi medici taglienti o acuminati utilizzati in pratiche sanitarie, veterinarie e, per estensione, nelle pratiche laboratoristiche in generale laddove l'esecuzione dei protocolli di ricerca ne preveda l'uso

Norme comportamentali di base

- Eliminare l'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario
- Adottare dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza (ad esempio sistemi di fissaggio dell'ago alla siringa, siringhe con aghi retrattili, dispositivi a perdere in cui l'ago sia un tutt'uno con la siringa, aghi da sutura a punta smussa)
- Applicare il divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi
- Evitare l'utilizzo di siringhe per trasferire fluidi biologici da un contenitore ad un altro
- Smaltire i rifiuti taglienti o pungenti in appositi contenitori tecnicamente sicuri e debitamente segnalati, recanti il segnale di rischio biologico e la scritta "rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti" con il relativo simbolo. Non riempire eccessivamente i contenitori
- I contenitori per lo smaltimento di dispositivi taglienti e di materiale da iniezione usa e getta devono essere posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati.
- Se riutilizzabili, non smontare aghi o siringhe usati prima di averli autoclavati
- Per le manipolazioni più a rischio adoperare doppio paio di guanti
- I dispositivi medici taglienti non devono essere direttamente passati da mano a mano e la gestualità durante le "lavorazioni" deve essere ridotta al minimo.



Università di Pisa
Dipartimento di Scienze Veterinarie

Ospedale Didattico Veterinario

PROCEDURA N° 20

Allegato 3 – Procedure di sicurezza per la protezione dalle ferite da taglio e da punta



UFFICI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

Lungarno Pacinotti, 44
56100 Pisa
Tel. 050/2212140
Fax 050/2212663
E-mail spp@adm.unipi.it

Procedure in caso di infortunio

In caso di lesione/contaminazione con un oggetto tagliente/appuntito:

- Prestare cure immediate al ferito
- Stimolare la fuoriuscita di sangue dalla ferita
- Lavare la ferita con sapone e acqua calda corrente (senza strofinare) e disinfettare
- Coprire la ferita con una medicazione (se sono interessati pelle, occhi o bocca, lavare abbondantemente sotto l'acqua o con soluzione fisiologica)
- Assicurarsi che l'oggetto tagliente/appuntito sia smaltito in maniera sicura
- Informare immediatamente il RAR e il Medico Competente dell'evento, specificando cause e circostanze per la conseguente notifica e monitoraggio
- Recarsi al Pronto Soccorso e informare il medico di turno sulla causa della ferita e fornire informazioni riguardo modalità e circostanze dell'infortunio
- Valutare, da parte del Medico Competente, la necessità di profilassi post-esposizione e di esami medici conseguenti